

Dashboard Jorge V3

Fundación HAPTICA · Guía de usuario

Versión 3.1 · Generada automáticamente · March 2026

<https://fundacion-haptica-informes.up.railway.app/dashboard>

Contraseña: haptica2025

1. ¿Qué es la V3?

La V3 es la versión avanzada del dashboard de seguimiento de Jorge que añade inteligencia artificial. Usa **Gemini Flash 2.0** de Google para leer el texto libre de cada informe y extraer campos detallados y precisos.

	V1 (versión base)	V3 (este dashboard)
Parser	Regex — reglas fijas	IA — Gemini Flash 2.0
Conducta	Solo nº total de picos	4 tipos: autoagresiones, agres. mediador, agres. terceros, aleteos
Alimentación	Campo libre "comidas"	Desayuno / Almuerzo / Comida / Merienda / Cena separados
Sueño	No disponible	Horas decimales (ej: 7.5h)
Agua	A veces "1" en lugar de 1000ml	Siempre en mililitros
Guía	Manual estática	Se regenera automáticamente en cada deploy

2. Acceso

URL	https://fundacion-haptica-informes.up.railway.app/dashboard
Contraseña acceso	haptica2025
Contraseña admin	hapticaadmin2025
Repo GitHub	fundacionhaptica/haptica-jorge (rama v3)

3. Pestañas del dashboard

Pestaña	Contenido
■ Resumen	KPIs, gráfico de evolución mensual del estado medio (0-5) con scroll, hidratación, conducta y tabla de
■ Informes	Listado completo filtrable por año. Expandible con todos los campos del informe.
■ Vocabulario	Nube de palabras top-80 y ranking top-25. Actividades normalizadas.

■ Correlaciones	Picos de conducta y ánimo por mediador, turno y medicación de rescate.
■ Conducta detallada	Datos V3 (IA): cobertura, gráfico de los 4 tipos de conducta, tabla mensual y alimentación por tomas.
■ Historial subidas	Log de importaciones: fecha, rango de datos, nuevos insertados y duplicados.

4. Estado medio (0–5)

Score ponderado objetivo que combina múltiples variables. **No es la valoración subjetiva del mediador** sino un cálculo automático:

Componente	Peso	Criterio
Ánimo del mediador	45%	Muy positivo→1.0 · Positivo→0.75 · Neutro→0.5 · Negativo→0.0
Ausencia de conducta	35%	Sin picos→1.0 · 1 pico→0.4 · 2+ picos→0.0
Sin medicación rescate	20%	Sin rescate→1.0 · Con rescate→0.0
Hidratación+baño	10%*	*Solo si hay datos. Si no, redistribuye entre los 3 anteriores.

Penalizaciones: –0.25 si 2+ picos de conducta · –0.10 si diazepam o lorazepam. Resultado acotado a [0, 5].

■ El gráfico de evolución tiene scroll horizontal. Arrastra hacia la izquierda para ver meses anteriores. Se posiciona automáticamente en los datos más recientes.

5. Importar datos nuevos

Botón ■ **Actualizar datos** en la cabecera. Acepta archivos .txt exportados de WhatsApp.

- Abre el chat del grupo de mediadores en WhatsApp
- Toca ■ → "Más" → "Exportar chat" → "Sin archivos multimedia"
- Guarda el archivo .txt y súbelo desde el dashboard
- Los informes nuevos se insertan automáticamente. Los duplicados se ignoran.
- Si GEMINI_API_KEY está configurada, el parseo V3 se lanza en segundo plano para los nuevos.

■ ■ Si ves "Load failed" en móvil, el archivo puede ser muy grande. El dashboard lee el archivo localmente antes de enviarlo para evitar este error.

6. Parseo IA con Gemini (V3)

Cada informe nuevo subido se parsea automáticamente con Gemini en segundo plano. El proceso completo para el histórico se lanza desde el panel de Entrenamiento IA.

Campos nuevos en V3

Campo	Descripción
autoagresiones	Episodios donde Jorge se hace daño a sí mismo
agresiones_mediador	Episodios de agresión al mediador
agresiones_terceros	Agresiones a otras personas
aleteos	Agitación sin agresión física (balanceo, gritos, aleteo de brazos)
desayuno/almuerzo/comida/merienda/cena	Contenido de cada toma por separado

sueno_horas	Horas de sueño como decimal (ej: 7.5)
agua_ml	Agua siempre en mililitros
vocabulario	Palabras o signos nuevos (texto libre)

7. Entrenamiento IA

Botón **Entrenamiento IA** en la cabecera. Panel con 4 pestañas:

Pestaña	Función
■ Correcciones	Busca un informe, revisa lo que interpretó la IA, corrige los errores y guárdalos en BD. Cada corrección
■ Docs médicos	Sube PDFs o imágenes de informes clínicos. Gemini los analiza y extrae diagnósticos, medicación, pa
■ Informe mensual	Genera un análisis completo del mes seleccionado: resumen ejecutivo, conducta, bienestar físico, ten
■ Estado IA	Estadísticas del sistema: correcciones totales, validadas, pendientes y cobertura del parseo V3.

■ Valida las correcciones (botón **✓ Validar**) para que entren en el pool de few-shot. Los últimos 10 ejemplos validados se inyectan en cada parseo. Cuantos más ejemplos haya, más precisa es la IA.

8. Informe mensual con predicción

En Entrenamiento IA → **Informe mensual**. Selecciona año y mes y pulsa **Generar informe**.

El informe incluye: resumen ejecutivo, estado general con tendencia, análisis de conducta con patrón temporal, bienestar físico (hidratación, sueño, alimentación), y **predicción del próximo mes** con nivel de riesgo (bajo/medio/alto), factores relevantes y recomendaciones concretas para el equipo.

■ Si hay documentos médicos subidos, el informe los usa como contexto clínico adicional para enriquecer el análisis.

9. Documentos médicos

En Entrenamiento IA → **Docs médicos**. Acepta PDFs e imágenes (JPG, PNG, WEBP).

Gemini extrae automáticamente: tipo de documento, fecha, especialidad, diagnósticos, medicación actual, observaciones de conducta, patrones relevantes y recomendaciones. Este contexto se usa en los informes mensuales para enriquecer el análisis y las predicciones.

10. Filtros de la barra lateral

Turno	Todos / Mañana / Tarde / Noche
Mediador/a	Lista desplegable con todos los mediadores
Estado de ánimo	Muy positivo / Positivo / Neutro / Negativo
Conducta	Con picos / Sin picos
Rango de fechas	Fecha inicio y fecha fin

11. Anotaciones en el gráfico

Botón ■ **Anotaciones** en la cabecera. Añade marcadores verticales en el gráfico de evolución para señalar eventos relevantes.

■ Naranja	Cambio de medicación, cambio de rutina
■ Rojo	Hospitalización, período de alta dificultad
■ Verde	Inicio de mejora sostenida, logro significativo
■ Azul	Incorporación de mediador, información general
■ Morado	Evento externo (COVID, vacaciones, cambio de centro)

12. Endpoints API principales

Todos requieren header **X-Password: haptica2025**. Los de admin requieren **X-Admin-Password: hapticaadmin2025**.

Endpoint	Método	Descripción
/api/stats	GET	KPIs + datos mensuales
/api/reports	GET	Listado con filtros
/api/upload-text	POST	Importar chat (JSON con texto)
/api/upload	POST	Importar chat (multipart)
/api/v3/conducta	GET	Evolución mensual 4 tipos de conducta
/api/v3/alimentacion	GET	Informes con desglose por toma
/api/v3/reparse-all	POST	Lanza reparseo masivo en background
/api/v3/reparse-status	GET	Estado del reparseo (%)
/api/training/corrections	GET/POST	Correcciones de entrenamiento
/api/medical/upload	POST	Subir documento médico
/api/medical/documents	GET	Listar documentos médicos
/api/monthly-report	POST	Generar informe mensual con IA
/api/admin/migrate-v3	POST	Crear tabla reports_v3
/guia	GET	Descargar esta guía (regenerada en cada deploy)

13. Stack técnico

Backend	Flask (Python) — app.py
Frontend	HTML/JS con Chart.js — index.html (responsive PC y móvil)
Parser V1	parser.py — regex
Parser V3	parser_v3.py — Gemini Flash 2.0 con few-shot learning
BD	PostgreSQL en Railway — tablas reports, reports_v3, training_corrections, medical_documents

Deploy	Railway — auto-deploy en push a rama v3
Guía	generate_guide.py — regenerada automáticamente en cada deploy
Repo	fundacionhaptica/haptica-jorge (rama v3)

14. Tareas pendientes

- ■■ Ejecutar "■ Corregir agua Raúl" vía /api/admin/fix-raul-agua (~126 registros con agua=1 → 1000ml)
- ■ Lanzar repaseo masivo V3 desde admin_v3.html para poblar la pestaña Conducta detallada
- ■ Añadir gráfico de evolución de sueño (sueno_horas) en la pestaña Conducta detallada
- ■ Integrar datos V3 en el cálculo del Estado medio
- ■ Subir guía de mediación V6 para enriquecer los informes mensuales con IA