

Dashboard Jorge V3

Fundación HAPTICA | Guía de usuario

Version 3.1 | Generada automaticamente | March 2026

<https://fundacion-haptica-informes.up.railway.app/dashboard>

Contraseña de acceso: haptica2025

1. Que es la V3

La V3 es la version avanzada del dashboard de seguimiento de Jorge que anade inteligencia artificial. Usa Gemini Flash 2.0 de Google para leer el texto libre de cada informe y extraer campos detallados y precisos.

	V1 (version base)	V3 (este dashboard)
Parser	Regex (reglas fijas)	IA con Gemini Flash 2.0
Conducta	Solo numero total de picos	4 tipos: autoagresiones, agres. mediador, agres. terceros, aleteo
Alimentacion	Campo libre "comidas"	Desayuno / Almuerzo / Comida / Merienda / Cena separados
Sueno	No disponible	Horas decimales (ej: 7.5h)
Agua	A veces "1" en lugar de 1000ml	Siempre en mililitros
Guia	Estatica	Se regenera automaticamente en cada deploy

2. Acceso

URL	https://fundacion-haptica-informes.up.railway.app/dashboard
Contraseña acceso	haptica2025
Contraseña admin	hapticaadmin2025
Repo GitHub	fundacionhaptica/haptica-jorge (rama v3)

3. Pestanas del dashboard

Pestana	Contenido
Resumen	KPIs, grafico de evolucion mensual del estado medio (0-5) con scroll horizontal, hidratacion
Informes	Listado completo filtrable por anyo. Expandible con todos los campos del informe.
Vocabulario	Nube de palabras top-80 y ranking top-25. Actividades normalizadas.

Correlaciones	Picos de conducta y animo por mediador, turno y medicacion de rescate.
Conducta detallada	Datos V3 (IA): cobertura del repaseo, grafico de los 4 tipos de conducta, tabla mensual y
Historial subidas	Log de importaciones: fecha, rango de datos, nuevos insertados y duplicados.

4. Estado medio (0-5)

Score ponderado objetivo que combina multiples variables. No es la valoracion subjetiva del mediador sino un calculo automatico:

Componente	Peso	Criterio
Animo del mediador	45%	Muy positivo=1.0 Positivo=0.75 Neutro=0.5 Negativo=0.0
Ausencia de conducta	35%	Sin picos=1.0 1 pico=0.4 2+ picos=0.0
Sin medicacion rescate	20%	Sin rescate=1.0 Con rescate=0.0
Hidratacion+bano	10%*	*Solo si hay datos. Si no, redistribuye entre los 3 anteriores.

Penalizaciones: -0.25 si 2+ picos de conducta | -0.10 si diazepam o lorazepam. Resultado acotado a [0, 5].

i El grafico de evolucion tiene scroll horizontal. Arrastra hacia la izquierda para ver meses anteriores. Se posiciona automaticamente en los datos mas recientes.

5. Importar datos nuevos

Boton Actualizar datos en la cabecera. Acepta archivos .txt exportados de WhatsApp.

- Abre el chat del grupo de mediadores en WhatsApp
- Toca el menu (tres puntos) -> "Mas" -> "Exportar chat" -> "Sin archivos multimedia"
- Guarda el archivo .txt y subelo desde el dashboard
- Los informes nuevos se insertan automaticamente. Los duplicados se ignoran.
- Si GEMINI_API_KEY esta configurada, el parseo V3 se lanza en segundo plano para los nuevos.

⚠ El dashboard lee el archivo localmente antes de enviarlo, lo que evita errores de conexion en movil con archivos grandes.

6. Parseo IA con Gemini (V3)

Cada informe nuevo subido se parsea automaticamente con Gemini en segundo plano. El repaseo completo del historico se lanza desde el panel de Entrenamiento IA.

Campos nuevos en V3

Campo	Descripcion
autoagresiones	Episodios donde Jorge se hace dano a si mismo
agresiones_mediador	Episodios de agresion al mediador
agresiones_terceros	Agresiones a otras personas
aleteos	Agitacion sin agresion fisica (balanceo, gritos, aleteo de brazos)

desayuno / almuerzo / comida / merienda	Cada una de cada toma por separado
sueno_horas	Horas de sueno como decimal (ej: 7.5)
agua_ml	Agua siempre en mililitros
vocabulario	Palabras o signos nuevos (texto libre)

7. Entrenamiento IA

Boton Entrenamiento IA en la cabecera. Panel con 4 secciones:

Seccion	Funcion
Correcciones	Busca un informe, revisa lo que interpreto la IA, corrige los errores y guardalos en BD. Cada uno
Docs medicos	Sube PDFs o imagenes de informes clinicos. Gemini extrae diagnosticos, medicacion, patrones
Informe mensual	Genera un analisis completo del mes: resumen ejecutivo, conducta, bienestar fisico, tendencias
Estado IA	Estadisticas: correcciones totales, validadas, pendientes y cobertura del parseo V3.

i Valida las correcciones (boton Validar) para que entren en el pool de few-shot. Los ultimos 10 ejemplos validados se inyectan en cada parseo.

8. Informe mensual con prediccion

En Entrenamiento IA -> Informe mensual. Selecciona anyo y mes y pulsa Generar informe.

El informe incluye: resumen ejecutivo, estado general con tendencia, analisis de conducta con patron temporal, bienestar fisico (hidratacion, sueno, alimentacion), y prediccion del proximo mes con nivel de riesgo (bajo/medio/alto), factores relevantes y recomendaciones concretas para el equipo.

⚠ Si hay documentos medicos subidos o una guia de mediacion cargada, el informe los usa como contexto clinico adicional.

9. Documentos medicos

En Entrenamiento IA -> Docs medicos. Acepta PDFs e imagenes (JPG, PNG, WEBP).

Gemini extrae: tipo de documento, fecha, especialidad, diagnosticos, medicacion actual, observaciones de conducta, patrones relevantes y recomendaciones. Este contexto enriquece los informes mensuales y las predicciones.

10. Filtros de la barra lateral

Turno	Todos / Manana / Tarde / Noche
Mediador/a	Lista desplegable con todos los mediadores
Estado de animo	Muy positivo / Positivo / Neutro / Negativo
Conducta	Con picos / Sin picos
Rango de fechas	Fecha inicio y fecha fin

11. Anotaciones en el grafico

Boton Anotaciones en la cabecera. Anade marcadores verticales en el grafico de evolucion.

Naranja (C)	Cambio de medicacion, cambio de rutina
Rojo (!)	Hospitalizacion, periodo de alta dificultad
Verde (+)	Inicio de mejora sostenida, logro significativo
Azul (i)	Incorporacion de mediador, informacion general
Morado (E)	Evento externo (COVID, vacaciones, cambio de centro)

12. Endpoints API principales

Todos requieren header X-Password: haptica2025. Los de admin requieren X-Admin-Password: hapticaadmin2025.

Endpoint	Metodo	Descripcion
/api/stats	GET	KPIs + datos mensuales
/api/reports	GET	Listado con filtros
/api/upload-text	POST	Importar chat (JSON con texto, recomendado movil)
/api/upload	POST	Importar chat (multipart)
/api/v3/conducta	GET	Evolucion mensual 4 tipos de conducta
/api/v3/alimentacion	GET	Informes con desglose por toma
/api/v3/reparse-all	POST	Lanza repaseo masivo en background
/api/v3/reparse-status	GET	Estado del repaseo (%)
/api/training/corrections	GET/POST	Correcciones de entrenamiento
/api/medical/upload	POST	Subir documento medico
/api/medical/documents	GET	Listar documentos medicos
/api/monthly-report	POST	Generar informe mensual con IA
/api/admin/migrate-v3	POST	Crear tabla reports_v3
/guia	GET	Descargar esta guia (regenerada en cada deploy)

13. Stack tecnico

Backend	Flask (Python) — app.py
Frontend	HTML/JS con Chart.js — index.html (responsive PC y movil)
Parser V1	parser.py — regex
Parser V3	parser_v3.py — Gemini Flash 2.0 con few-shot learning
Base de datos	PostgreSQL en Railway — reports, reports_v3, training_corrections, medical_documents

Deploy	Railway — auto-deploy en push a rama v3
Guia	generate_guide.py — regenerada automaticamente en cada deploy
Repo	fundacionhaptica/haptica-jorge (rama v3)

14. Tareas pendientes

- ⚠ Ejecutar correccion agua Raul via /api/admin/fix-raul-agua (~126 registros agua=1 a 1000ml)
- [IA] Lanzar repaseo masivo V3 desde admin_v3.html para poblar la pestana Conducta detallada
- Anadir grafico de evolucion de sueno (sueno_horas) en la pestana Conducta detallada
- Integrar datos V3 en el calculo del Estado medio
- Subir guia de mediacion V6 para enriquecer los informes mensuales con IA