

Dashboard Jorge

Fundación Háptica · Guía de usuario V3

■ Marzo 2026 · Dashboard en producción en Railway · Acceso: contraseña de usuario

1. ¿Qué es el Dashboard Jorge?

El Dashboard Jorge es una herramienta de seguimiento diario para el equipo de mediación de Fundación Háptica. Centraliza los informes que los mediadores envían por WhatsApp y los transforma en datos visuales sobre bienestar, conducta, hidratación, alimentación y vocabulario de Jorge.

Versiones del sistema:

- **Tabla reports (V1):** datos básicos parseados con regex — estado de ánimo, conducta global, agua, pis, actividades, vocabulario.
- **Tabla reports_v3 (V3):** mismos informes reprocesados con Gemini IA — conducta desglosada en 4 tipos, comidas por toma, sueño en horas, observaciones.

Ambas tablas conviven. La vista de Informes combina automáticamente los datos de las dos mediante un JOIN, mostrando siempre la información más completa disponible.

2. Acceso y contraseñas

Contraseña	Uso	Dónde se introduce
haptica2025	Acceso general al dashboard	Pantalla de login al abrir la URL
hapticaadmin2025	Acciones de mantenimiento: vaciar BD, normalizar mediadores, reparseo V3	Modal ■■ Admin → campo contraseña admin

3. Estructura del dashboard — pestañas principales

Pestaña	Qué muestra
■ Resumen	KPIs globales (total informes, mediadores activos, % días positivos, agua media). Gráfico de evolución mensual del estado ponderado 0–5. Tabla de mediadores activos últimos 6 meses con estado medio y última fecha.
■ Informes	Lista de todos los informes filtrable por año, mediador, turno, ánimo y conducta. Al hacer clic en un informe se abre el detalle completo con datos V3: conducta desglosada (autoagresiones, agresiones al mediador, agresiones a terceros, aleteos), alimentación por toma (desayuno/almuerzo/comida/merienda/cena), sueño, vocabulario, actividades y observaciones.
■■ Vocabulario	Nube de palabras y ranking de las 80 palabras/signos más trabajados. Barra de top 25 actividades normalizadas. Filtrable por año y mediador.

Pestaña	Qué muestra
■ Correlaciones	Tasas de incidencias de conducta y estado medio según mediador, turno del día y tipo de medicación.
■ Conducta detallada	Datos exclusivos de reports_v3: gráfico de barras apiladas por mes con los 4 tipos de conducta (autoagresiones, agresiones al mediador, agresiones a terceros, aleteos). Tabla mensual con totales. Solo disponible cuando hay datos V3 parseados.
■ Historial subidas	Registro de cada vez que se ha subido un archivo .txt: fecha, rango de datos, informes nuevos vs duplicados.

4. Fórmula del estado medio ponderado (0–5)

El "estado medio" no es la valoración subjetiva del mediador, sino un indicador compuesto calculado automáticamente a partir de tres factores objetivos.

Factor	Peso	Cálculo
Ánimo del mediador	45 %	Muy positivo=1.0 · Positivo=0.75 · Neutro=0.5 · Negativo=0.0
Ausencia de conducta	35 %	0 picos=1.0 · 1 pico=0.4 · 2+ picos=0.0
Sin medicación de rescate	20 %	Sin nolotil/diazepam/etc.=1.0 · Con rescate=0.0
Penalización múltiple	–0.25	Se aplica si conducta ≥ 2 episodios en el turno
Penalización tranquilizante	–0.10	Se aplica si se administra diazepam o lorazepam

Fórmula: estado = (ánimo × 0.45 + conducta × 0.35 + medicación × 0.20 – penalizaciones) × 5, acotado entre 0 y 5.

5. Subir informes — flujo completo

Botón ■ **Actualizar datos** (esquina superior derecha del dashboard):

- 1 Exporta el chat de WhatsApp del grupo de mediadores desde tu móvil: WhatsApp → grupo → tres puntos → Más → Exportar chat → Sin archivos.
- 2 En el modal que aparece, arrastra el archivo .txt o pégalo directamente en el área de texto.
- 3 El sistema detecta automáticamente los informes nuevos (compara por fecha + mediador + preview del texto). Los duplicados se ignoran.
- 4 Se insertan los nuevos informes en la tabla **reports** con el parser regex (rápido, instantáneo).
- 5 En segundo plano, Gemini comienza a reparsear esos mismos informes nuevos para rellenar **reports_v3** con los campos enriquecidos (conducta desglosada, comidas, sueño). A 0.3s por informe.

■ Si el repaseo V3 no arranca automáticamente (por ejemplo porque la cuota de Gemini estaba agotada cuando subiste), ve a ■■ Admin → "Crear tabla V3 + lanzar repaseo IA". Muestra barra de progreso en tiempo real.

6. Parseo con IA — campos extraídos

Cuando Gemini procesa un informe, extrae y estructura los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripción y reglas
mediador	Texto	Nombre normalizado. Se eliminan "(Mediador/a)" y emojis.
fecha	YYYY-MM-DD	Fecha del TURNO reportado. La fecha del mensaje WhatsApp [entre corchetes] es distinta y se ignora.
turno	Texto	"Mañana", "Tarde" o "Noche". Se normalizan variantes ("mañanas" → "Mañana").
pis / caca	Entero	Número de veces. "Caca:no" → 0.
agua_ml	Entero (ml)	Convierte automáticamente: "1l" o "1 litro" → 1000 ml, "1.5 litros" → 1500 ml, etc.
sueno_horas	Decimal	"3:25" → 3.42, "7h30m" → 7.5.
estiramientos	Entero 0-5	Escala de estiramientos. Null si no se menciona.
autoagresiones	Entero	Mordiscos propios, cabezazos, golpes al propio cuerpo.
agresiones_mediador	Entero	Arañazos, mordiscos, tirones de pelo al mediador.
agresiones_terceros	Entero	Agresiones a personas distintas al mediador.
aleteos	Entero	Agitación sin agresión: aleteos, gritos, balanceo.
desayuno/almuerzo/comida/merienda/cena	Texto	Contenido de cada toma. Null si no se menciona. "Comida: con Elena" sin detalle → null.
medicacion	Texto	Lista separada por " / " con dosis si se menciona.
estado	Texto	Estado de ánimo preservando matices y variantes con "/".
actividad	Texto	Actividades separadas por " / ".
vocabulario	Texto	Palabras o signos nuevos trabajados, separados por coma.
observaciones	Texto	Logros, notas adicionales relevantes.

7. Entrenamiento IA — Parser v2

El modal de Entrenamiento IA (botón ■ en el header) tiene 4 pestañas:

■ Parser IA — la pestaña principal

Permite parsear cualquier mensaje manualmente para verificar cómo lo interpreta Gemini. Tiene dos paneles:

- **Panel izquierdo — Parsear:** pega el mensaje WhatsApp → "Parsear con Gemini" → resultado desglosado por grupos con % de campos detectados. Botones de ejemplo para Jonathan y Raúl.
- **Panel izquierdo — Prompt IA:** el prompt activo que Gemini usa para parsear. Editable directamente. Botón "Mejorar con errores": Gemini reescribe el prompt usando los errores acumulados. Historial de hasta 20 versiones con posibilidad de restaurar.
- **Panel izquierdo — Exportar:** descarga CSV o JSON de todos los parseos marcados como validados.
- **Panel derecho — Comparar:** compara el resultado del parseo contra 5 informes de referencia conocidos (ground truth). Muestra coincidencia campo a campo en verde/rojo.
- **Panel derecho — Corregir:** tras parsear, edita los campos que Gemini haya interpretado mal → "Guardar corrección". Los errores se sincronizan con la BD y se usan como ejemplos few-shot en los próximos parseos.
- **Panel derecho — Historial:** últimos 100 parseos manuales con score y texto original. Al clicar se restaura el parseo.
- **Panel derecho — Errores:** log de campos con más errores, útil para saber qué le cuesta más a Gemini.

■ Mejora automática: cuando se acumulan N correcciones (configurable: 3, 5, 10 o 20), Gemini reescribe el prompt automáticamente para corregir esos patrones. El umbral se configura en la pestaña "Prompt IA".

■ Docs médicos

Sube PDFs o imágenes de informes clínicos. Gemini extrae diagnósticos, medicación actual, patrones de conducta y recomendaciones en formato estructurado. El contexto médico se usa para enriquecer el informe mensual.

■ Informe mensual

Genera un análisis completo del mes seleccionado usando Gemini: resumen ejecutivo, análisis de conducta, bienestar físico, patrón por mediadores y predicción de riesgo para el próximo mes (bajo/medio/alto) con recomendaciones concretas.

■■ El formato del informe mensual para sordoceguera está pendiente de definición por la coordinadora. Una vez acordado el formato, se configurará un prompt específico.

■ Estado IA

Estadísticas del sistema: total de correcciones guardadas, cuántas validadas (usadas en few-shot learning), cuántos informes parseados en V3 con cobertura temporal.

8. Panel de administración ■■

Botón ■■ Admin en el header. Requiere contraseña admin (**hapticaadmin2025**).

Acción	Qué hace	Cuándo usarla
■ Normalizar nombres	Unifica variantes del mismo mediador (ej. "Elena Mediadora" → "Elena")	Si aparecen mediadores duplicados con nombres distintos en los filtros
■ Corregir agua Raúl	Corrige registros donde agua=1 y mediador es Raúl Blasco → 1000 ml	Una vez, si hay registros históricos con agua=1 mal importados

Acción	Qué hace	Cuándo usarla
■ Recargar BD desde seed	Borra todo e importa el seed.json. El seed.json está vacío, así que esto efectivamente vacía la BD.	No usar salvo emergencia
■ Vaciar BD	Trunca reports + reports_v3 + upload_log (con confirmación doble)	Para empezar de cero y reimportar el .txt completo con parseo fresco
■ Crear tabla V3 + reparseo IA	Crea la tabla reports_v3 si no existe y lanza el reparseo masivo de todos los informes con Gemini. Muestra barra de progreso cada 4 segundos.	Una sola vez tras un vaciado de BD, o si reports_v3 tiene datos incompletos

9. Errores comunes y soluciones

Error / síntoma	Causa	Solución
Error 429 RESOURCE_EXHAUSTED en Parser IA	Quota diaria de Gemini gratuito agotada (límite ~1500 req/día en gemini-1.5-flash)	Esperar hasta medianoche (hora UTC). El sistema reintenta automáticamente con espera de 30s.
"La tabla reports_v3 aún no tiene datos"	El reparseo V3 no se ha ejecutado	Ir a ■ Admin → "Crear tabla V3 + lanzar reparseo IA"
Conducta detallada muestra 0 en todo	reports_v3 existe pero está vacía o el reparseo no ha terminado	Esperar a que termine el reparseo. Ver progreso en el banner del propio botón.
Mediador duplicado en filtros	El nombre llegó con variante (tilde, prefijo, etc.)	■ Admin → "Normalizar nombres mediadores"
Agua muestra 1 ml en Raúl	Registros históricos importados antes del fix	■ Admin → "■ Corregir agua Raúl"
Unexpected token "<" en Correcciones / Docs médicos	El servidor devuelve HTML de error (auth fallida o excepción)	Verificar que la contraseña en la sesión es correcta. Si persiste, revisar logs en Railway.

10. Flujo de trabajo recomendado

Rutina semanal (para el equipo de mediación):

- Exportar el chat de WhatsApp del grupo → subir con ■ Actualizar datos.
- El sistema detecta solo los informes nuevos desde la última subida — no es necesario limpiar el archivo.
- Los datos nuevos aparecen de inmediato en Resumen e Informes. Los datos V3 (conducta desglosada, comidas) aparecen en unos minutos conforme Gemini los procesa en background.

Cuando Gemini mejora por sí solo (few-shot learning):

- En ■ Entrenamiento IA → ■ Parser IA: parsea un informe reciente manualmente.
- Si algo está mal (ej. agua interpretada como 1 en lugar de 1000), ve a "Corregir" y guarda la corrección.
- Cuando acumules N correcciones (umbral configurable), Gemini reescribe automáticamente el prompt mejorándolo.
- Las correcciones validadas se inyectan como ejemplos en cada parseo futuro (few-shot learning).

■ Objetivo a medio plazo: el equipo revisa y corrige ~5 parseos por semana. En 1 mes el prompt habrá mejorado varias veces y el parseo automático será muy preciso para los patrones específicos de los mediadores de Háptica.

